

Mundskyl anno 2021:

Bakteriostatisk, helingsfremmende, modvirker mundtørhed, daglig anvendelse, naturligt

Mundskyl baseret på hyaluronsyre til daglig profylakse til behandling og forebyggelse af parodontitis, peri-implantitis og mundtørhed eller anvendt postoperativt.

Mundskyl uden klorhexidin eller triclosan

I HyaSept® (produceret i Tyskland) er den aktive ingrediens **hyaluronsyre**, der er udvundet fra bakterier ved fermentering. Dette giver en ren non-animalsk hyaluronsyre, som accepteres i kroppen uden fremmedlegme reaktion.

Er helingsfremmende

Hyaluronsyre er en af hovedkomponenterne i den ekstracellulære matrix og bidrager til inflammationsrespons til celleproliferation og migration, herunder genepiteliseringsprocesser og understøttelse af angiogenese.

Er bakteriostatisk - ikke baktericid

Hyaluronsyre er bakteriostatisk og er i stand til at hæmme væksten og delingen af bakterier fremfor at virke baktericid. Hyaluronsyre kan derfor anvendes dagligt.



Effektivt mod mundtørhed

Den høje viskositet i hyaluronsyren danner en barrierefilm på overfladen af slimhinden, som stimulerer afgivelsen af spyt og forlænger væskebalancen. Barrierefilm beskytter oversensitive eller eksponerede nerveender og kan give en lindrende virkning.

HyaSept® kan anvendes op til 3 gange dagligt uden nogen tidsbegrænsning og har ingen registrerede bivirkninger.



Anvendes postoperativt

Kombinationen af bakteriehæmmende og helingsfremmende karakteristika gør HyaSept® til det oplagte valg efter kirurgiske indgreb, hvor behovet for at få heling og angiogenese stimuleret netop er en afgørende parameter.



Kombineres med PerioSafe® tandpasta

Den optimale beskyttelse, for at holde dannelse af biofilm på et minimum, opnås ved at kombinere PerioSafe® tandpasta med MicroSilver™ BG og HyaSept® mundskyl. De kan begge anvendes dagligt.

Som led i Perio behandling i kombination med Hyadent™ BG

Hyaluronsyre anvendes i dag til kirurgisk periodontal behandling. Ved at benytte Hyadent™ BG, som er produceret af samme producent som HyaSept®, opnåes en langvarig udnyttelse af hyaluronsyrens effekt.

Hyadent™ BG er en cross-linked hyaluronsyre, der kommer i ampuller af 1,2 ml. Den nedbrydes langsomt og har forskellige positive biologiske virkninger på menneskelige palatale og gingivale fibroblaster, som er involveret i regenerering af blødtvæv i forbindelse med kirurgiske periodontale behandlinger.

Læs om hyadent™ BG på puredent.dk



Gør profylakse med hyaluronsyre til en naturlig del af patientens profylakse-plan til hjemmebrug.

Ref	Produkt	Volume	Klinikpris
hya01	HyaSept® mundskyl, 1 stk.	250 ml	
hya10	HyaSept® mundskyl, 10 stk.	250 ml	
Se priser og produkter i Puredents webshop: scan QR koden eller besøg www.puredent.dk/shop			

*HyaSept®
Er sødet med xylitol
og kan bruges af
diabetikere*

